

INSTRUCCIONES DE USO METOTREXATO en PLUMA PRECARGADA

Marcas comerciales: **METOJECT PEN, NORDIMET**


- ✓ Lea detenidamente **el prospecto** del medicamento
- ✓ **Solo se debe usar una vez por semana.** Los errores de dosificación en el uso pueden producir efectos adversos graves

ANTES de la inyección:

1. **LÁVESE** bien las manos con agua y jabón

2. Los mejores **LUGARES PARA LA INYECCIÓN** son:

- la parte superior del muslo
- el abdomen, salvo el área alrededor del ombligo



- Cambie el lugar de aplicación en cada inyección. Esto puede reducir el riesgo de desarrollar irritaciones en el lugar de la inyección

- Nunca aplique la inyección en piel dolorosa, amoratada, enrojecida, endurecida, o con cicatrices o estrías.

3. **LIMPIE** su piel en la zona elegida para la inyección con la toallita impregnada de alcohol incluida

DESPUÉS de la inyección:

Una vez haya sido utilizada, **DEPOSITE** la pluma en el Punto SIGRE de la farmacia


CONSERVACIÓN de las plumas:

Conservar por debajo de 25 °C

Conservar las plumas precargadas en el embalaje exterior para protegerlas de la luz

INSTRUCCIONES DE USO METOTREXATO en PLUMA PRECARGADA


1. PREPARACIÓN




Examinar la pluma para asegurarse que no tiene ningún daño

Desinfectar la zona de inyección elegida con la toallita impregnada con alcohol

2. RETIRAR el capuchón



Metoject




Nordimet

Sostenga la pluma como indica la imagen. Use la otra mano para quitar con suavidad la tapa en línea recta (no la doble ni la gire)

3. Forme un PLIEGUE




Metoject



Nordimet

Forme un pliegue de piel apretando con cuidado la zona limpia en el lugar de inyección. Coloque la pluma perpendicular a la piel, con el protector apuntando al lugar de inyección

4. POSICIÓN



Metoject




Nordimet

Metoject: Empuje la pluma firmemente sobre la piel para desbloquear el botón

Nordimet: Desplace la pluma hacia el lugar de la inyección con el protector de la aguja apuntando directamente a ese lugar

5. INYECCIÓN



Metoject



Nordimet


Metoject: Apriete el botón con el pulgar hasta escuchar el clic. Espere **5 seg** hasta que se haya inyectado todo el líquido

Nordimet: Aplique presión hacia abajo hasta oír un clic. Una vez que se haya completado la inyección, oirá un segundo clic (**10seg** aprox) Espere 2-3 segundos más antes de retirar la pluma de la piel

6. RETIRAR



Metoject



Nordimet

Retire la pluma del lugar de la inyección, perpendicular a la piel. La cubierta protectora se desplaza automáticamente sobre la aguja bloqueándola